

Instructie cervix uitstrijk


HMC diagnostiek

1



Plak sticker met patiëntgegevens op het potje.

2



Met de brush de cervix 2x rechtsonder, 360 graden draaien, waarbij de lange haartjes diep in de endocervicale kanaal reiken.

3



Breek brush af in het potje.

4



Sluit potje goed af.

5



Vul de gegevens op het aanvraagformulier volledig in.

6



Stop het potje in de doorzichtige safetybag. Verwijder de plakstrip en plak het dicht.

7



Stop de safetybag en het aanvraagformulier in de HMC verzendenvolp en doe het op de post.